

Sušárna / sterilizátor STZ 100 | FALC

Laboratorní sušárna o objemu 100 litrů s nuceným prouděním vzduchu

- Vnější plášť skříně z galvanizovaného ocelového plechu, vnitřní komora z nerezové oceli
- Topná jednotka zabudovaná do dna sušárny, ventilátor nuceného oběhu lze vypnout
- Dvojitý displej zobrazující aktuální a nastavenou teplotu
- Elektronický PID teplotní regulátor s přesným Pt 100 teplotním čidlem
- Nastavitelná ochrana proti přehřátí, zámek dveří
- Otvor ve stropě o Ø 9 mm pro kontrolní teploměr, komínek o Ø 45 mm na zadní stěně

Technické parametry

Pracovní/nastavitelná teplota: +10 až +200 °C / 0 až +220 °C

Rozlišení:	0,1 °C
Přesnost:	±4,0 °C
Objem:	100 l
Rozměry vnitřní (š x h x v):	400 x 400 x 560 mm
Počet podlážek v dodávce:	2 x drátěná podlážka (nosnost 20 kg)
Počet podlážkových poloh:	5
Velikost podlážek:	400 x 380 mm
Rychlost ohřevu:	7 min (z 25 na 100 °C), 18 min (z 25 na 120 °C), 34 min (z 25 na 200 °C)
Příkon:	1,2 kW
Rozměry (š x h x v):	680 x 640 x 780 mm
Hmotnost:	85 kg



Popis	Katalogové číslo
Sušárna/sterilizátor STZ 100 standardní	X208920
Drátěná podlážka (nosnost 20 kg)	X209152
Perforovaná podlážka (nosnost 30 kg)	X209153