

SYNERGEL™


Modifikovaný polysacharidový přídatek k agaróze pro přípravu elektroforetických gelů

CAS: 9000-40-2

- Zlepšuje účinnost separace DNA fragmentů do hmotnosti 30 kb
- Umožňuje připravit vysoce opticky čisté gely

Technické parametry

Hustota:	1,7 g·cm ⁻³
pH (1% roztok):	9



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %	10 g	R 01842
min 99 %	100 g	R 01841