

## Systém pro stanovení BSK | VELP

Senzor pro nasazení na kultivační láhev pro stanovení biochemicky spotřebovatelného kyslíku

- Přímý odečet spotřebovaného kyslíku na třímístném LED displeji
- Mikroprocesorem kontrolované tlakové elektronické čidlo v senzoru
- Magnetická míchačka pro 6 nebo pro 10 lahví 500 ml
- Automatické ukládání odečtů do paměti

## Technické parametry

|                      |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| Rozsah:              | 90, 250, 600, 999 ppm, vyšší rozsahy po naředění |
| Paměť:               | 5 hodnot odečtených v intervalu 24 hod           |
| Napájení:            | 2 x 3 V, lithiové baterie                        |
| Životnost baterií:   | 2 roky                                           |
| Rozměry (š x h x v): | 75 x 230 x 75 mm                                 |
| Hmotnost:            | 80 g                                             |

| Model                | Popis                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| BOD Senzor           | Senzor BSK (1 ks)                                                   |
| BOD Senzor Set       | Senzor BSK s láhví a mag. míchadlem (1 ks)                          |
| BOD Senzor System 6  | Senzor BSK s láhví a mag. míchadlem (6 ks) a 6-ti místná míchačka   |
| BOD Senzor System 10 | Senzor BSK s láhví a mag. míchadlem (10 ks) a 10-ti místná míchačka |



BOD Senzor



BOD Senzor Set



BOD Sensor System 6



BOD Sensor System 10

| Model                | Katalogové číslo |
|----------------------|------------------|
| BOD Senzor           | X102133          |
| BOD Senzor Set       | X102134          |
| BOD Senzor System 6  | X102136          |
| BOD Senzor System 10 | X102137          |