


TBX Chromo-Agar

Selektivní agar pro detekci *E. coli* ve vzorcích potravin

Technické parametry

Certifikáty:	ISO 16649-2 a -3
pH:	7,2 ±0,2
Teplota skladování:	+20 °C
Složení (na 1 litr):	20 g peptonu z kaseinu; 1,5 g žlučových solí; 0,075 g x-β-D-glukuronidu; 15 g agaru
Aplikace:	36,6 g na 1 l agaru



E. coli se po reakci s β-D-glukosidázou barví tyrkysově, ostatní enterobakterie (*Salmonella*, *Streptococcus* a *Klebsiella*) jsou čiré nebo inhibované.

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii	100 g	plast	I 32472
pro mikrobiologii	500 g	plast	I 32471