

Teploměr digitální do lednice a mrazicích boxů

Teploměr se stojánkem a samolepící folie pro přilepení na hladký povrch

- Displej se současným zobrazením aktuální, minimální a maximální hodnoty

Technické parametry

Rozsah:	-30,0 až +50,0 °C
Rozlišení:	0,1 °C
Přesnost:	+mn1 °C
Rozměry:	91 x 72 x 13 mm
Hmotnost:	66 g



Teploměr digitální do lednice a mrazicích boxů

Popis	Katalogové číslo
Digitální teploměr do lednice a mrazicích boxů	I657531