

Teploměr digitální do lednice a vpichový digitální teploměr | TFA-DOSTMANN

Přesné teploměry pro laboratorní použití

- Paměť pro minimální a maximální hodnotu, přepínání °C/°F
- Teploměr LT-102 Lab Basic s imerzní sondou a verze LT-101 Lab Pro s vpichovou sondou
- Akustický a optický signál při překročení nastavitelné maximální a minimální hodnoty
- Vodotěsný kryt teploměru (IP 65)
- Magnet pro uchycení na kovový podklad, závěs na zeď a stojánek na postavení

Technické parametry

Teploměr	LT-102 Lab Basic	LT-101 Lab Pro
Rozsah	-40 až +70 °C	-40 až +200 °C
Rozlišení	0,1 °C	0,1 °C
Přesnost	±0,5 °C (od -20 do +25 °C) ±1,0 °C okolní rozsahy	±0,5 °C (od 0 do +50 °C) ±1,0 °C (od -20 do 0 °C) ±2 °C (okolní rozsahy)
Délka sondy	30 mm	100 mm
Průměr sondy	5 mm	3,5 mm
Délka kabelu	3 m	1 m
Napájení	CR2032 lithiová baterie 3 V	CR2032 lithiová baterie 3 V
Hmotnost	100 g	100 g



Vpichový teploměr LT-101 Lab Pro



Teploměr LT-102 Lab Basic

Popis	Rozsah teplot (°C)	Katalogové číslo
Teploměr LT-102 Lab Basic	- 40 až +70	I113231
Vpichový teploměr LT-101 Lab Pro	- 40 až +200	I113331