

Teploměr vpichový laboratorní IP 67 | DOSTMANN

Robustní vpichový teploměr pro běžné měření

- Vodotěsné a omyvatelné pouzdro odpovídá IP 67
- Pro běžné měření teploty kapalin, sypkých a polotuhých materiálů
- Paměť pro minimální a maximální hodnotu
- Funkce "HOLD" pro měření v těžko dostupných místech
- Kalibrační funkce pro teplotu 0 °C

Technické parametry

Rozsah:	-40 až 250 °C
Rozlišení:	0,1 °C
Přesnost:	+mn0,5 °C (v rozsahu -10 až 100 °C), +mn1 °C (okrajové rozsahy)
Odezva t90 :	cca 8 sec (ve vodě)
Délka sondy:	106 mm
Průměr sondy:	3,5 mm
Rozměry:	20 x 25 x 220 mm
Hmotnost:	50 g



Vpichový teploměr

Popis	Katalogové číslo
Laboratorní vpichový teploměr	D502398