


Teplotní měřicí body

Samolepící čtvercové body s tepelně citlivým středem

- Světle šedá nebo žlutá barva po dosažení konkrétní teploty během 1 vteřiny zčerná
- Nevratná změna barvy umožňuje kontrolovat teplotu sledovaného předmětu

Technické parametry

Přesnost:	+mn1%
Rozměry:	15 x 14 mm
Počet bodů v bločku:	50



Teplota bodu (°C)	Balení	Katalogové číslo
65	1 bloček	R427671
77	1 bloček	R427871
82	1 bloček	R427971
121	1 bloček	R428671