

Termostat oběhový PT31 | A. KRÜSS

Oběhový (cirkulační) vodní termostat s Peltierovým článkem

- Malý výkonný termostat s displejem a RS232 rozhraním
- Ideální pro temperaci refraktometrů, polarimetrů a podobných malých přístrojů

Technické parametry

Teplotní rozsah:	8 až 35 °C
Rozlišení:	0,1 °C
Přesnost:	+mn0,2 °C
Objem:	cca 100 ml
Topný výkon:	30 W
Chladicí výkon:	15 W
Pumpa:	20 l/hod, 2 000 Pa
Napájení:	100-240 VAC, 50/60 Hz
Rozměry (š x h x v):	80 x 140 x 210 mm
Hmotnost:	1,5 kg



Termostat oběhový PT31



Termostat oběhový PT31

Popis	Katalogové číslo
Oběhový termostat PT31	Q603100