

## **Terrific Broth rostlinné**

Neobsahuje složky pocházející ze zvířat

- Médium se složením čistě rostlinného původu, bez agaru
- Pro kultivaci bakterií *E. coli*
- Terrific Broth podporuje vysokou hustotu buněk, a tím i vysoký výtěžek při získávání plazmidů a proteinů

## **Technické parametry**

| Složení                                                                                                                                                   | Aplikace                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Rostlinný pepton 12 g/l<br>Kvasničný extrakt 24 g/l<br>K <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub> 12,5 g/l<br>KH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> 2,3 g/l<br>pH 7,2 ±0,2 | 50,8 g na 1 l média<br>Před autoklávováním přidejte 4 ml glycerolu na 1 l média |

| Popis                    | Balení | Obal  | Katalogové číslo |
|--------------------------|--------|-------|------------------|
| pro molekulární biologii | 500 g  | plast | R.0161.1         |