

TETRABORITAN AMONNÝ TETRAHYDRÁT

tetrahydrát tetraboritanu amonného

CAS: 12228-87-4**Vzorec:** $(\text{NH}_4)_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 4 \text{H}_2\text{O}$ **Technické parametry**

Molární hmotnost:	263,38
Hustota:	2,4 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H315-H319-H335

Čistota	Balení	Katalogové číslo
ROTI® METIC 99,999 % (5N)	25 g	R.5396.1