

TETRABORITAN DRASELNÝ TETRAHYDRÁT

tetrahydrát tetraboritanu draselného

CAS: 12045-78-2**Vzorec:** $\text{K}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 4 \text{H}_2\text{O}$ **Technické parametry**

Molární hmotnost: 305,50

Bezp. věty (GHS): H360FD

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99,5 %, krystalický	250 g	R.2615.1
min 99,5 %, krystalický	500 g	R.2615.2
min 99,5 %, krystalický	1 kg	R.2615.3