

TETRABORITAN SODNÝ DEKAHYDRÁT

borax, dekahydrát tetraboritanu sodného

CAS: 1303-96-4**Vzorec:** $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10 \text{H}_2\text{O}$ **Technické parametry**

Molekulová hmotnost: 381,37

Bezp.věty (GHS): H360FD

TETRABORITAN SODNÝ DEKAHYDRÁT

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, čistý	1 kg	T 01301
min 99,5 %, p.a.	500 g	T 01102
min 99,5 %, p.a.	1 kg	T 01101

TETRABORITAN SODNÝ DEKAHYDRÁT**Technické parametry**Hustota: $1,72 \text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, práškový	1 kg	R.8643.1
min 99 %, práškový	5 kg	R.8643.2
min 99 %, práškový	25 kg	R.8643.5
min 99 %, Ph.Eur., BP, NF	500 g	R.CN07.1
min 99 %, Ph.Eur., BP, NF	1 kg	R.CN07.2
min 99 %, Ph.Eur., BP, NF	2,5 kg	R.CN07.3
min 99,5 %, p.a., ACS, ISO	500 g	R.T880.1
min 99,5 %, p.a., ACS, ISO	1 kg	R.T880.2
min 99,5 %, p.a., ACS, ISO	2,5 kg	R.T880.3