

TETRACYKLIN HYDROCHLORID

Bakteriostatické antibiotikum


CAS: 64-75-5

Vzorec: $C_{22}H_{24}N_2O_8 \cdot HCl$

- Efektivní proti gram-pozitivním a gram-negativním bakteriím
- Inhibuje biosyntézu bakteriálních bílkovin vazbou na aminoacyl-tRNA
- Citlivý na světlo

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	480,90
Zásobní roztok:	10-20 mg/ml ve vodě, skladujte v teplotě $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$
Pracovní roztok:	10-50 $\mu\text{g/ml}$
Bezp. věty (GHS):	H319-H361d



Čistota	Balení	Obal	Katalogové číslo
min 900 $\mu\text{g/mg}$, pro biochemii a molekulární biologii	25 g	sklo	R.0237.1
min 900 $\mu\text{g/mg}$, pro biochemii a molekulární biologii	50 g	sklo	R.0237.2
min 900 $\mu\text{g/mg}$, pro biochemii a molekulární biologii	100 g	sklo	R.0237.3
min 900 $\mu\text{g/mg}$, CELLPURE® obsah endotoxinů menší než 0,5 E.U./mg	10 g	sklo	R.HP63.1
min 900 $\mu\text{g/mg}$, CELLPURE® obsah endotoxinů menší než 0,5 E.U./mg	50 g	sklo	R.HP63.2