

TETRAFENYLBORITAN SODNÝ

ke stanovení K, Pb, Cs, NH₄ a alkaloidů

CAS: 143-66-8

Vzorec: C₂₄H₂₀BNa


Technické parametry

Molekulová hmotnost:

342,23

Bezp. věty (GHS):

H301-H412



TETRAFENYLBORITAN SODNÝ

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99,5 %, p.a., ACS	10 g	R.4385.1
min 99,5 %, p.a., ACS	25 g	R.4385.2
min 99,5 %, p.a., ACS	100 g	R.4385.3