

TETRAHYDROFURAN D8

THF D8


Pro nukleární magnetickou rezonanci

CAS: 1693-74-9

Vzorec: C₄D₈O

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	80,17
Hustota:	0,99 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H225-H319-H335-H351-EUH019



TETRAHYDROFURAN D8

Čistota	Balení	Katalogové číslo
99,5 % deuterovaný	5 ml	R.AE58.3
99,5 % deuterovaný	10 ampulí po 0,75 ml	R.AE58.5
99,5 % deuterovaný	10 ml (láhev se septem)	R.AE58.2
99,5 % deuterovaný	10 ml	R.AE58.1
99,5 % deuterovaný	25 ml	R.AE58.4