

TETRAHYDROFURAN ROTIDRY® a ROTIDRY® Sept

CAS: 109-99-9

Vzorec: C₄H₈O

- Velmi nízký obsah vody a extrémně vysoká čistota
- Vhodné pro použití v organické syntéze a v syntéze a analýze DNA
- Plněno pod inertním plynem

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	72,11
Hustota:	0,89 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H225-H319-H335-H351-EUH019



TETRAHYDROFURAN ROTIDRY®, min 99,9% (max 50 ppm H₂O)

stabilizováno pomocí 250 ppm BHT

Technické parametry

Obsah (GC):	min 99,9 %
Voda (KF):	max 0,005 %
Acidita:	max 0,0005 meq/g
Odparek:	max 0,001 %
Barva (Hazen) :	max 10

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
Tetrahydrofuran, min 99,9%	1 l	sklo	R.AE07.1

Aby zůstala ROTIDRY® rozpouštědla suchá i po otevření a během skladování, doporučujeme použití [molekulových sít](#) jako sušidla během skladování.

TETRAHYDROFURAN ROTIDRY® Sept, max 50 ppm H₂O

Láhev je opatřená septem

Technické parametry

Obsah (GC):	min 99,8 %
Voda (KF):	max 0,005 %
Acidita:	max 0,003 %
Odparek:	max 0,001 %
Barva (APHA) :	max 10

Balení	Katalogové číslo
250 ml	R.5182.1

Stabilizováno pomocí 250 ppm BHT