

TETRAHYDROFURAN ROTISOLV® HPLC

THF, nestabilizovaný

CAS: 109-99-9**Vzorec:** C₄H₈O

- Zfiltrovaný přes 0,2µm membránový filtr
- Plnění pod inertním plynem

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	72,11
Hustota:	0,89 g·cm ⁻³
Index lomu/20°C:	1,407
Bod varu:	66,0 °C
Hustota/20°C:	0,889
Obsah (GC):	min 99,9 %
Voda (KF):	max 0,01 %
Acidita:	max 0,001 %
Odparek:	max 0,0005 %
Bezp. věty (GHS):	H225-H319-H335-H351-EUH019

Vlnová délka (nm)	290 - 400	275	255	235	215
Min propustnost (%T)	99	90	70	50	10

www.p-lab.cz

TETRAHYDROFURAN ROTISOLV® HPLC

Balení	Čistota	Katalogové číslo
1 l	-	T 02702
2,5 l	-	T 02701
4 x 2,5 l	-	T 02701.4