

TETRAMETHYLSILAN

TMS


kalibrační látka pro kalibraci NMR spekter

CAS: 75-76-3

Vzorec: C₄H₁₂Si

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	88,22
Hustota:	0,65 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H224



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99,9 %, pro NMR spektroskopii	25 ml	R.CP18.1
min 99,9 %, pro NMR spektroskopii	100 ml	R.CP18.2