

### THIONIN (acetát)

C.I.52000, 3,7-diaminofenothiazin-5-ium acetát, Lauthova violet  
Modré jaderné barvivo používané v Nisslově barvení pro detekci neutrocytů.

**CAS:** 78338-22-4

**Vzorec:** C<sub>14</sub>H<sub>13</sub>N<sub>3</sub>O<sub>2</sub>S


### Technické parametry

Molekulová hmotnost:

287,34

Hustota:

0,56 g·cm<sup>-3</sup>



| Čistota         | Balení | Obal  | Katalogové číslo |
|-----------------|--------|-------|------------------|
| pro mikroskopii | 5 g    | plast | R.9937.1         |