


THORIN

CAS: 3688-92-4

Vzorec: C₁₆H₁₁AsN₂Na₂O₁₀S₂

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	576,30
Indikátor:	Bi, Th, U ^{IV} , Sc, Y ^{III}
Pracovní roztok:	0,5 g v 100 ml H ₂ O
Bezp. věty (GHS):	H301+H331-H400-H410



Čistota	Balení	Katalogové číslo
p.a.	5 g	R.KK34.1
p.a.	10 g	R.KK34.2