

TIKARCILIN DISODNÝ

β-laktamové antibiotikum


CAS: 4697-14-7

Vzorec: C₁₅H₁₄N₂Na₂O₆S₂

- Tikarcilin patří do rodiny karboxypenicilinových antibiotik
- Inaktivován β-laktamázou
- Inhibuje syntézu buněčné stěny inhibicí transpeptidázy

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	428,4
Zásobní roztok:	100 mg/ml ve vodě
Pracovní roztok:	25-250 µg/ml
Bezp. věty (GHS):	H334-H335-H315-H319-H317



Čistota	Balení	Obal	Katalogové číslo
min 90 %, pro biochemii	500 mg	sklo	R.4161.1
min 90 %, pro biochemii	1 g	sklo	R.4161.2