

TISAB pufry

total ionic strength adjustment buffer
ke stanovení fluoridů

Vzorec: C₆H₇NO

Specifikace	Složení	Bezp. věty (GHS)	Balení	Katalogové číslo
TISAB I, ke stanovení fluoridů	kyselina octová, chlorid sodný a citronan trisodný ve vodě	-	500 ml	R.0252.1
TISAB II, ke stanovení fluoridů	chlorid sodný, citronan trisodný a kyselina octová ve vodě	-	1 l	R.9945.1
TISAB III, ke stanovení fluoridů	chlorid amonný, CDTA, kresolová červeň ve vodě	H319	500 ml	R.0259.1
TISAB IV, ke stanovení fluoridů	kyselina chlorovodíková, TRIS, vinná kyselina, hydroxid sodný ve vodě	H315-H319	1 l	R.9951.1