

Třepačka mikrotitračních destiček MicroPlate Genie® | SCIENTIFIC INDUSTRIES

Vortex pro mixování obsahu jamek mikrotitračních destiček

- Nastavitelná vysoká rychlost pro kompletní a rovnoměrné promíchání
- Malý výkyv pro účinné mixování nezávislé na viskozitě vzorků
- Kombinace vysoké rychlosti a malého výkyvu zaručuje dokonalé promíchání v každé jamce
- Vhodné pro standardní mikrotitrační destičky jakéhokoliv typu včetně 384 jamkových
- Možnost použití v lednici i termostatu pro teplotně citlivé aplikace

Technické parametry

Kapacita MicroPlate Genie:	1 mikrotitrační destička
Kapacita Multi-MicroPlate Genie:	4 mikrotitrační destičky, s nástavcem 8 destiček
Frekvence třepání:	750-2 700 ot/min
Výkyv:	1 mm
Časovač :	1-60 minut, nebo kontinuálně
Rozměry nástavce:	335 x 240 mm
Napájení:	230 V, 50 Hz
Rozměry MicroPlate Genie (š x h x v):	165 x 165 x 150 mm
Rozměry Multi-MicroPlate Genie (š x h x v):	335 x 240 x 165 mm
Hmotnost:	2,75 kg MicroPlate Genie® 3,7 kg Multi-MicroPlate Genie®



MicroPlate Genie®



Multi-MicroPlate Genie®

Popis	Katalogové číslo
MicroPlate Genie®	I389821
Multi-MicroPlate Genie®	I585321
Nástavec pro Multi-MicroPlate Genie®	I585421