

Třepačka WA-200 | COLE-PARMER STUART

Třepačka s recipročním třepáním a nakláněním

- Svorky pro 8 Erlenmeyerových baněk nebo lahví do 500 ml
- Elektronická regulace zaručuje konstantní rychlost nezávisle na zatížení
- Prodlužovací ramena se svorkami pro zvýšení kapacity na 12 baněk
- Antimikrobiální ochrana BioCote® zabraňuje růstu bakterií a hub na povrchových částech přístroje

Technické parametry

Maximální zatížení:	3 kg
Frekvence třepání:	80-800 ot/min
Výkyv:	1,5 mm
Časovač :	10 až 60 min nebo kontinuálně
Rozměry (š x h x v):	780 x 270 x 240 mm
Hmotnost:	8,3 kg



P-LAB

Třepačka WA-200

Popis	Katalogové číslo
Třepačka WA-200 pro 8 baněk	S232250
Prodlužovací ramena (2 ks + 4 svorky)	S232251