

Třepačka SH-200D-M | COLE-PARMER STUART

Třepačka na destičky nebo mikrozkušavky

- Malý poloměr otáček pro intenzivní roztřepání malých objemů v jamkách nebo mikrozkušavkách
- Digitální nastavení rychlosti třepání a času
- Stojánky pro 0,2 ml, 0,5 ml nebo 1,5 ml mikrozkušavky
- Možnost použití v lednici i termostatu pro teplotně citlivé aplikace
- Antimikrobiální ochrana BioCote® zabraňuje růstu bakterií a hub na povrchových částech přístroje

Technické parametry

Maximální zatížení:	1 kg
Kapacita třepačky:	4 mikrotitrační destičky, nebo 2 stojánky na 40 mikrozkušavek
Frekvence třepání:	250 až 1 250 ot/min
Výkyv:	1,5 mm
Časovač :	1 vteřina až 90 min, 1 min až 9 hod, nebo kontinuálně
Rozměr plošiny:	220 x 220 mm
Pracovní prostředí:	+4 až 40 °C, max. 80 % RH
Celkové rozměry (š x h x v):	240 x 300 x 160 mm
Hmotnost:	5 kg



Třepačka SH-200D-M



Třepačka SH-200D-M

Popis	Katalogové číslo
Třepačka na destičky SSM5	S050000
Stojánek na mikrozkušavky 1,5 ml	S500001
Stojánek na mikrozkušavky 0,5 ml	S500002
Stojánek na mikrozkušavky 0,2 ml	S500003