

TRITON® X 100


polyethylenglykolalkylfenylether
neiontový detergent

CAS: 9002-93-1

Vzorec: C₃₄H₆₂O₁₁

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	624
Bezp. věty (GHS):	H318-H302



Čistota	Balení	Katalogové číslo
pro scintilaci	1 l	R.6683.1
pro scintilaci	10 l	R.6683.2
extra čistý, pro biochemii a molekulární biologii	250 ml	R 30513
extra čistý, pro biochemii a molekulární biologii	500 ml	R 30514
extra čistý, pro biochemii a molekulární biologii	1 l	R 30512
extra čistý, pro biochemii a molekulární biologii	10 l	R 30511