

TRYPSIN

Izolovaný z prasečí slinivky, lyofilizovaný

CAS: 9002-07-7**Technické parametry**

Molekulová hmotnost:	~ 24 000
pH (1% roztok ve vodě):	~ 4,5
Bezp. věty (GHS):	H334-H335-H315-H319

Popis	Balení	Katalogové číslo
TRYPSIN min 2500 USP-U/mg, krystal.	100 mg	R 54551
TRYPSIN min 2500 USP-U/mg, krystal.	1 g	R 54552
TRYPSIN 5000 USP-U/mg, bez soli *	100 mg	R 21931
TRYPSIN 5000 USP-U/mg, bez soli *	500 mg	R 21932

* Certifikováno bez TSE a BSE