

Trypton-sójový agar

Pro detekci a stanovení počtu *E. coli* a jiných koliformních bakterií v potravinách a vzorcích vody

Technické parametry

Certifikáty:	DEV, EN ISO 9308-1:2000
pH:	7,2 ±0,1
Teplota skladování:	+20 °C
Složení (na 1 litr):	15 g kaseinu natráveného tryptikázou; 5 g peptonu ze sóji; 5 g chloridu sodného; 15 g agaru
Aplikace:	40 g na 1 l média

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii	500 g	plast	R.CP70.1

Synonymum: Trypticase-Soya-Agar (TSA)