

TSC agar (základ)

Tryptose Soy Citrate agar; pro detekci a vyčíslení *Clostridium perfringens* v potravinách a krmivech

Technické parametry

Certifikáty:	DEV, ISO 7937:2004
Bezp. věty (GHS):	H319
pH:	7,6 ±0,2
Teplota skladování:	+20 °C
Složení (na 1 litr):	15 g tryptózy; 5 g peptonu ze sóji; 5 g kvasničného extraktu; 1 g hydrogensířičitanu sodného; 1 g citronanu amonno-železitého; 15 g agaru
Aplikace:	42 g na 1 l agaru Po autoklávování lze přidat 2 vialky (4 ml) rekonstituovaného <i>Clostridium perfringens</i> suplementu (R.CL52.1) a 50 ml emulze vaječného žloutku (R.0402.1)

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii	500 g	plast	R.CL51.1