

TTC suplement

2,3,5-trifenyltetrazolium chlorid, tetrazoliová červeň; lyofilizovaný supplement pro identifikaci koliformních bakterií

CAS: 298-96-4

- TTC se využívá pro urychlení identifikace koliformních enterobakterií

Technické parametry


Bezpeč. věty (GHS): H315-H319-H335

Teplota skladování: +4 °C (–20 °C při dlouhodobém skladování)

Aplikace: 1 vialka supplementu (50 mg) se rozpustí v 5 ml sterilní destilované vody a přidá se k autoklávanému TTC Chapman agaru ([R.CP65.1](#))



TTC suplement



Detekce *E. coli* (wild type) pomocí TTC Chapman Agaru s TTC suplementem

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii	10 vialek	sklo	R.CP72.1

1 sada supplementu (10 vialek) vystačí na 20 l TTC Chapman Agaru