

TWEEN® 20


polyoxyethylen-20-sorbitan monolaurát, polysorbát 20
neiontový detergent

CAS: 9005-64-5

Technické parametry

Hustota:

1,1 g·cm⁻³



Čistota	Balení	Katalogové číslo
Ph. Eur.	250 g	T 10501
Ph. Eur.	1 kg	T 10502
Ph. Eur.	2,5 kg	R.9127.3
Ph. Eur.	5 kg	R.9127.4
Ph. Eur.	10 kg	R.9127.8