

## TWEEN® 60


polyoxyethylen-60-sorbitan monostearát, polysorbát 60  
neiontový detergent

**CAS:** 9005-67-8

## Technické parametry

Hustota:

1,1 g·cm<sup>-3</sup>



| Čistota | Balení | Katalogové číslo |
|---------|--------|------------------|
| Ph.Eur. | 250 g  | R.9694.1         |
| Ph.Eur. | 500 g  | R.9694.2         |
| Ph.Eur. | 1 kg   | R.9694.3         |