

TWEEN® 80


polyoxyethylen-80-sorbitan monooleát, polysorbát 80
neiontový detergent

CAS: 9005-65-6

- Doporučený evropským lékopisem jako povrchově aktivní aditivum pro solubilizaci obtížně smáčitelných reagensů

Technické parametry

Hustota: $1,08 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$



Specifikace	Balení	Katalogové číslo
Ph. Eur.	250 g	T 13501
Ph. Eur.	500 g	T 13503
Ph. Eur.	1 kg	T 13502
Ph. Eur.	2,5 kg	R.9139.4
Ph. Eur.	5 kg	R.9139.5
Ph. Eur.	10 kg	R.9139.6
extra čistý, pro bakteriologii	25 g	R 48591