

TwixS Pack - sada nastavitelných pipet ACURA 826 XS | SOCOREX

Cenově zvýhodněná sada 2 nastavitelných pipet ACURA 826 XS



TwixS Pack - sada

Sada	Pipety (objem μ l)	Katalogové číslo
826.TWX.E	0,1 - 2; 2 - 20	S826005
826.TWX.G	0,5 - 10; 10 - 100	S826007
826.TWX.H	2 - 20; 20 - 200	S826008
826.TWX.K	5 - 50; 20 - 200	S826017
826.TWX.N	10 - 100; 100 - 1 000	S826047
826.TWX.Q	20 - 200; 100 - 1 000	S826051

Součástí dodávky je držák na polici pro dvě pipety, vzorky špiček, návod a individuální kontrolní certifikáty