

Tyčinka výtěrová Sterilin

Suchá odběrová tyčinka pro obecné použití

- Sterilní tyčinka ve zkumavce pro primární odběr bakteriálních vzorků
- Odpovídá třídě Class IIa Medical Device Directive 93/42/EEC (pro krátkodobé invazivní použití)
- Certifikované použití pro PCR - bez RNáz a DNáz
- Štítek pro popis s datem expirace přetažený přes víčko brání nežádoucí manipulaci
- Plastová tyčinka se standardní hlavičkou z hedvábí

Technické parametry

Způsob sterilizace:	gama-zářením
Materiál hlavičky:	hedvábí
Materiál zkumavky:	medicínsky čistý PP



Typ	Materiál hlavičky	Barva víčka zkumavky	Balení (ks)	Katalogové číslo
Standardní hlavička	hedvábí	bílá	100	S615531

Vzorky je nutno zpracovat co nejrychleji po odběru.