

Ubrousky napuštěné alkoholem k čištění a dezinfekci ploch a předmětů

Alkoholové ubrousky v malém uzavíratelném balení

- Dezinfikovatelná plocha: cca 0,5 m²/ubrousek
- Po zaschnutí nezanechává zbytková rezidua
- Testovaná snášenlivost materiálů: PVC, pryž EPDM, silikon, latex, polysulfonové sklo, polyuretan, mosaz, hliník, měď, ušlechtilá ocel
- Velmi rychlá účinnost proti: Grampozitivním a gramnegativním bakteriím, včetně kmenů rezistentních na antibiotika, kvasinkám, tuberkulózním bakteriím, mykobakteriím, rotavirům, obaleným virům plus norovirům a adenovirům

Technické parametry

Účinné látky ve 100 g roztoku:	etanol 25 g, propan-1-ol 24 g
Rozměry ubrousku:	200 x 180 mm
Bezp. věty (GHS):	H226-H319-H336



www.p-lab.cz

Alkoholové ubrousky dezinfekční

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Ubrousky napuštěné alkoholem k čištění a dezinfekci ploch a předmětů	60	L034770

Zvýhodněný balíček dezinfekcí na povrchy s dárkem

Balíček tří různých druhů dezinfekcí na povrchy s vlhčenými ubrousky Forma care jako dárek

- Ideální pro otestování, který druh dezinfekce vám vyhovuje nejvíce
- Balíček obsahuje:
 - 1 x [Roztok alkoholový k okamžitému použití na povrchy a předměty](#)
 - 1 x [Ubrousky napuštěné alkoholem k čištění a dezinfekci ploch a předmětů](#)
 - 1 x [Ubrousky bezalkoholové k čištění a dezinfekci ploch a předmětů](#)
 - 1 x [Ubrousky vlhčené Forma care](#)



 P-LAB