

UHLIČITAN BARNATÝ

CAS: 513-77-9

Vzorec: BaCO₃

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	197,37
Bezp. věty (GHS):	H302

UHLIČITAN BARNATÝ

Technické parametry

Hustota:	4,43 g·cm ⁻³
----------	-------------------------

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, extra čistý	100 g	R.0326.1
min 99 %, extra čistý	500 g	R.0326.2
min 99 %, extra čistý	1 kg	R.0326.3
min 99 %, extra čistý	2,5 kg	R.0326.4
min 99 %, p.a., ACS	25 g	R.P008.2
min 99 %, p.a., ACS	100 g	R.P008.3
min 99 %, p.a., ACS	500 g	R.P008.1
ROTI®METIC 99,999 % (5N)	25 g	R.5321.1
ROTI®METIC 99,999 % (5N)	100 g	R.5321.2

UHLIČITAN BARNATÝ

Balení	Čistota	Katalogové číslo
500 g	min 99 %, čistý	U 07301
500 g	min 99 %, p.a.	U 07101