

Univerzální pивní agar (základ)

Pro kultivaci bakterií znehodnocujících pivo

Technické parametry

pH:	6,3 ±0,2
Teplota skladování:	+20 °C
Složení (na 1 litr):	15 g peptonizovaného mléka; 10 g kvasničného extraktu; 10 g dextrózy; 7 g rajčatové šťávy; 0,5 g dihydrogenfosforečnanu draselného; 0,5 g hydrogenfosforečnanu draselného; 0,01 g chloridu sodného; 0,01 g síranu hořečnatého; 0,01 g síranu manganatého; 0,01 g síranu železnatého; 12 g agaru
Aplikace:	55 g na 1 l agaru. Přidat 250 ml piva

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii	500 g	plast	R.8337.1

Synonymum: UBA