

UTI chromo-agar

Urinary Tract Infection chromo-agar pro detekci a diferenciaci mikroorganismů způsobujících infekce močových cest

Technické parametry

pH:	7,2 ±0,2
Teplota skladování:	+4 °C
Složení (na 1 liter):	13 g živin; 16 g peptonu; 2 g tryptofanu; 0,5 g směs chromogenů; 16 g agaru
Aplikace:	47,5 g na 1 l média



E. coli růžová, *Enterobacter*, *Klebsiella* tmavě modrá až fialová, *Proteus* světle hnědá, *Enterococcus* světle modrá, *Staphylococcus* přírodní barva kolonie

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii	500 g	plast	R.3089.1

Synonymum: Urinary Tract Infection (UTI) chromogenic Agar