

UTP Na₃ TRIHYDRÁT


Uridin-5'-trifosfát trisodná sůl trihydrát

CAS: 19817-92-6

Vzorec: C₉H₁₂N₂O₁₅P₃Na₃ · 3 H₂O

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	604,1 g/mol
Molární extinkční koeficient ϵ_{262} :	10,0 l.mmol ⁻¹ .cm ⁻¹
Teplota skladování:	+20 °C



Čistota	Balení	Obal	Katalogové číslo
min 90 %, lyofilizovaný	100 mg	plast	R.K055.1
min 90 %, lyofilizovaný	1 g	plast	R.K055.3