

## UTP (Uridintrifosfát)


Uridin-5'-trifosfát v roztoku

**CAS:** 19817-92-6

**Vzorec:** C<sub>9</sub>H<sub>12</sub>N<sub>2</sub>O<sub>15</sub>P<sub>3</sub>

## Technické parametry

|                                                 |                                             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Molekulová hmotnost:                            | 481,11 g/mol                                |
| Molární extinkční koeficient $\epsilon_{262}$ : | 10,0 l.mmol <sup>-1</sup> .cm <sup>-1</sup> |
| Teplota skladování:                             | +20 °C                                      |



UTP v roztoku

| Čistota                 | Balení | Obal  | Katalogové číslo |
|-------------------------|--------|-------|------------------|
| min 99 %, 100 mM roztok | 250 µl | plast | R.K046.1         |