

Uzávěr s GL výstupy na láhve se závitem GLS 80

Autoklávovatelný uzávěr se čtyřmi výstupy GL 18

- Na výstupy lze napojit hadičky průměrů 3,2 až 12,0 mm pomocí šroubového uzávěru s teflonovou těsnící vložkou
- Vhodné na tlakové silnostěnné láhve pro automatické plnění HPLC systémy, titrační aparatury a pro transfer sterilních medií v biologických systémech
- Volně otočná vnitřní část s výstupy umožňuje snadnou výměnu lahve
- Šroubové uzávěry GL 18 dodáváme včetně teflonové těsnící vložky

Technické parametry

Materiál víčka:	PP
Materiál dílu s výstupy:	PP nebo PTFE
Materiál vložky s otvorem:	PTFE se silikonovým těsněním
Teplotní stabilita:	-40 až +140 °C



Víčko s GL výstupy na láhve se závitem GL 80, šroubové uzávěry a PTFE těsnící vložky



Víčko GL 80 s výstupy z PP




Víčko GL 80 s výstupy z PTFE



Šroubové uzávěry a PTFE těsnící vložky



Sada pro vyrovnání tlaku



Detail uzávěru

Popis	Vnější průměr hadičky (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
Víčko GLS 80 se čtyřmi výstupy z PP	-	1	I155231
Víčko GLS 80 se čtyřmi výstupy z PTFE	-	1	P075416
Šroubový uzávěr GL 18 s otvorem a vložkou	3,2	2	I155331
Šroubový uzávěr GL 18 s otvorem a vložkou	6,0	2	I155431
Šroubový uzávěr GL 18 s otvorem a vložkou	8,0	2	I155531
Šroubový uzávěr GL 18 s otvorem a vložkou	10,0	2	I155631
Šroubový uzávěr GL 18 s otvorem a vložkou	12,0	2	I155731
Sada pro vyrovnání tlaku*	-	1	I155831
Náhradní membránový filtr 0,2 µm	-	2	I852711

*Sada obsahuje šroubovací uzávěr s olivkou, Tygon hadičku a membránový filtr.

Šroubové uzávěry s vložkou vhodného průměru a sadu pro vyrovnání tlaku objednávejte samostatně.