

Váhy analytické ALJ-A | KERN

Váhy s interní kalibrací, velkým rozsahem vážení a intuitivním grafickým displejem

- Rychlý a efektivní provoz díky grafickému displeji s jednoduchými textovými uživatelskými pokyny
- Vážení na principu elektromagnetické kompenzace síly pomocí cívky a permanentního magnetu pro velmi přesné výsledky
- Automatická interní kalibrace pomocí vnitřního kalibračního závaží při teplotních změnách větších než 1,5 °C
- Krátká doba stabilizace, volba váhových jednotek (g, ct, gn, lb, mo, oz, ozt, tl, pen)
- Miska z nerez oceli s ochranným krytem (modely s rozlišením 0,1 mg), roštová miska dvourozsahového modelu
- Velký skleněný protiprůvanový kryt se 3 posuvnými dveřmi pro snadný přístup k váženým předmětům
- Místo zadní skleněné desky lze instalovat ionizátor pro neutralizaci elektrostatického náboje
- Počítání částic, maximální hodnota, procenta, vážení za nestabilních podmínek, funkce stanovení hustoty
- Vážení s tolerančním rozsahem (kontrolní vážení), vizuální a zvukový signál pomáhá při dělení porcí, dávkování nebo třídění
- Vnitřní paměť pro kompletní receptury s názvem a cílovou hodnotou ingrediencí receptu
- RS232 pro připojení tiskárny, tisk protokolů vážení odpovídající požadavkům GLP/ISO
- Dvourozsahový model ALJ 200-5DA s rozlišením 0,01 mg v rozsahu do 80 g, rozlišení 0,1 mg až do 220 g
- Modely ALJ 160-4AM a ALJ 250-4AM lze ověřovat
- Váhy lze objednat i s tovární kalibrací s certifikátem DAkkS - vyžádejte si nabídku
- Zadní panel s integrovaným ionizátorem a sadu pro stanovení hustoty objednávejte samostatně jako příslušenství

Technické parametry

Stabilizační čas:	4 s - modely s rozlišením 0,1 mg, 10 s - model ALJ 200-5DA
Průměr misky:	80 mm
Rozměry protiprůvanového krytu (š x h x v) :	172 x 185 x 245 mm
Vážicí prostor (š x h x v):	160 x 140 x 205 mm
Displej:	podsvícený LCD displej, výška číslic 15 mm
Napájení:	univerzální síťový adaptér 24 V, 1 A
Rozměry (š x h x v):	210 x 340 x 330 mm
Hmotnost:	6,5 kg



Analytické váha ALJ-A, modely s rozlišením 0,1 mg



Dvourozsahový model ALJ 200-5DA



Analytické váhy ALJ-A se zabudovaným ionizátorem

Model	Váživost (g)	Rozlišení (mg)	Reprodukovatelnost (mg)	Linearita (mg)	Katalogové číslo
ALJ 200-5DA	82/220	0,01 / 0,1	0,04/0,1	±0,1/0,2	D312005
ALJ 160-4A	160	0,1	±0,1	± 0,3	D311604
ALJ 160-4AM	160	0,1	±0,1	± 0,3	D311614
ALJ 250-4A	250	0,1	±0,1	± 0,3	D312504
ALJ 250-4AM	250	0,1	±0,1	± 0,3	D312514
ALJ 310-4A	310	0,1	±0,1	± 0,3	D313104
ALJ 500-4A	500	0,1	±0,1	± 0,4	D315004

Analytické váhy Kern řady ALJ-A dodáváme včetně síťového adaptéru a pracovního ochranného krytu.

Ionizátor pro analytické váhy řady ALJ-A

Ionizátor pro použití místo zadní stěny protiprůvanového krytu

- Panel s integrovaným ionizátorem pro neutralizaci elektrostatických nábojů
- Jednoduchá montáž na místo skleněné zadní stěny

Technické parametry

Koncentrace ozonu:	0 - 0,05 ppm (2 cm od iontového zdroje)
Rozměry (š x h x v):	110 x 105 x 60 mm
Hmotnost:	525 g

Popis	Katalogové číslo
Zabudovatelný ionizátor ALJ-A03	D311000

Komplet ionizátoru obsahuje zadní panel, vlastní ionizátor a napájecí zdroj



Zabudovatelný ionizátor ALJ-A03

Sada pro stanovení hustoty kapalin a pevných látek

Univerzální sada je použitelná pro všechny analytické váhy KERN

- Stanovení hustoty pevných těles vážením na vzduchu a následném vážení v kapalině známé hustoty
- Stanovení hustoty kapalin na základě vztlaku pomocí ponorného tělíska
- Sada obsahuje kádinku, teploměr, držák vzorku, adaptér, vyvažovací závaží, ponořovací těleso (nerezová ocel, 20 g), univerzální ponorný koš na plovoucí a potápějící se pevné látky
- Drát ponorného koše má průměr 0,5 mm a splňuje tak požadavky DIN EN ISO 1183-1 (metoda stanovení hustoty nevypěněných plastů)

Technické parametry

Materiál: nerezová ocel

Hmotnost: 646 g

Popis	Katalogové číslo
Sada pro stanovení hustoty YDB-03	D942030



Sada pro stanovení hustoty



Sada pro stanovení hustoty - umístění tělesa pro vážení na vzduchu



Sada pro stanovení hustoty - umístění tělesa při vážení v kapalině