

Váhy analytické Nimbus | ADAM EQUIPMENT

Robustní celokovové váhy s rozlišením na 0,1 mg

- Snadno rozebíratelný skleněný ochranný kryt proti průvanu
- Modely označené písmenem "i" s externí a motorizovanou interní kalibrací
- Modely označené písmenem "e" s automatickou externí kalibrací vnějším závažím
- Velký podsvícený kontrastní LCD displej, nerezová miska, hliníková konstrukce těla vah
- Manuální nebo automatická programovatelná kalibrace v nastavených časových intervalech nebo při změně teploty
- USB a standardní rozhraní RS-232, 8 volitelných váhových jednotek
- Sčítání navážených hodnot, počítání kusů, procentuální vážení, podvěsné vážení, dynamické vážení (vážení zvířat)
- Neklouzající stavitelné nožičky a vodováha pro rovné usazení vah
- Automatické vypnutí po nastavitelné době nečinnosti
- Supervizorské heslo a volitelné uživatelské heslo pro zabránění nežádoucí manipulace
- Tiskový výstup s datem a časovým údajem, odpovídající protokolům podle GLP
- AC adaptér jako standardní příslušenství vah

Technické parametry

Doba stabilizace:	3 s
Průměr misky:	90 mm
Rozměry protiprůvanového krytu (š x h x v) :	145 x 165 x 240 mm
Napájení:	síťový adaptér 18 V, 830 mA (100-240 V, 50/60 Hz na vstupu)
Rozměry (š x h x v):	220 x 340 x 344 mm
Hmotnost:	5,3 kg modely s externí kalibrací, 5,9 kg modely s interní kalibrací



Analytická váha Nimbus

Model	Kalibrace	Váživost (g)	Rozlišení (mg)	Reproduk. (mg)	Linearita (mg)	Katalogové číslo
NBL 84e	externí	80	0,1	0,2	±0,2	D670084
NBL 84i	interní	80	0,1	0,2	±0,2	D679084
NBL 124e	externí	120	0,1	0,2	±0,2	D670124
NBL 124i	interní	120	0,1	0,2	±0,2	D679124

NBL 164e	externí	160	0,1	0,2	±0,2	D670164
NBL 164i	interní	160	0,1	0,2	±0,2	D679164
NBL 214e	externí	210	0,1	0,2	±0,2	D670214
NBL 214i	interní	210	0,1	0,2	±0,2	D679214
NBL 254e	externí	250	0,1	0,2	±0,2	D670254
NBL 254i	interní	250	0,1	0,2	±0,2	D679254