

Váhy analytické Solis | ADAM EQUIPMENT

Kvalitní analytické váhy s velkým displejem pro pohodlnou práci a váživostí až 510 g

- Snadné a přehledné odečítání výsledků díky velkému grafickému displeji s podsvícením
- Na výběr modely s automatickou interní, nebo externí kalibrací
- Miska z nerezové oceli
- Funkce vážení, procentuální vážení, počítání kusů, ověřování váhy se zvukovým signálem, dynamické vážení zvířat, se sadou pro měření hustoty lze měřit hustotu vzorku
- Možnost váhy uzamknout heslem
- Tiskový výstup s datem a časovým údajem, odpovídající protokolům dle GLP
- Databáze pro postupy a paměť pro naměřené výsledky
- Prodloužená záruka 5 let

Technické parametry

Stabilizační čas:	4 s
Rozlišení:	0,1 mg
Reprodukovatelnost:	0,2 mg
Linearita:	± 0,3 mg
Jednotky vážení:	g, mg, ct, GN, lb, oz, dwt, mm, ozt, tl.H, tl.S, tl.T, T, uživatelem nastavená jednotka
Průměr misky:	80 mm
Displej:	podsvícený grafický s číslicemi vysokými 15 mm
Provozní teplota:	10-30 °C
Napájení:	síťový adaptér 24 V, 50/60 Hz, 500 mA
Rozměry (š × h × v):	224 × 374 × 338 mm



Váhy analytické Solis



Váhy analytické Solis

Model	Kalibrace	Váživost (g)	Katalogové číslo
SAB 124e	externí	120	D693124
SAB 124i	interní	120	D693125
SAB 224e	externí	220	D693224
SAB 224i	interní	220	D693225
SAB 314e	externí	310	D693314

SAB 314i	interní	310	D693315
SAB 414i	interní	410	D693414
SAB 514i	interní	510	D693514