

Váhy přesné laboratorní Nimbus | ADAM EQUIPMENT

Robustní celokovové váhy pro přesné každodenní vážení s širokým spektrem aplikací

- AC adaptér a zabudovaná NiMH baterie pro nezávislé vážení standardní příslušenství vah
- Velký podsvícený kontrastní LCD displej, nerezová miska, hliníková konstrukce těla vah
- Modely označené písmenem "e" s automatickou externí kalibrací vnějším závažím
- Modely označené písmenem "i" s externí a motorizovanou interní kalibrací
- Manuální nebo automatická programovatelná kalibrace v nastavených časových intervalech nebo při změně teploty
- Sčítání navážených hodnot, počítání kusů, procentuální vážení, podvěsné vážení, dynamické vážení (vážení zvířat)
- USB a standardní rozhraní RS-232, 8 volitelných váhových jednotek
- Neklouzající stavitelné nožičky a vodováha pro rovné usazení vah
- Administrátorské heslo a volitelné uživatelské heslo pro zabránění nežádoucí manipulace
- Automatické vypnutí po nastavitelné době nečinnosti
- Tiskový výstup s datem a časovým údajem, odpovídající protokolům podle GLP
- Pro stanovení hustoty je třeba použít "Sadu pro stanovení hustoty" nebo podvěsný závěs (objednávejte samostatně)

**Váhy s váživostí 220 až 820 g**

- Odnímatelný skleněný protiprůvanový kryt
- Stanovení hustoty pevných těles nebo kapalin

Technické parametry

Doba stabilizace:	3 s
Rozměry protiprůvanového krytu (Ø x v):	180 x 90 mm
Napájení:	síťový adaptér 18 V, 830 mA (100-240 V, 50/60 Hz na vstupu)
Průměr misky:	120 mm modely NBL 223 a 423, 160 mm modely NBL 623 a 823
Rozměry bez krytu (š x h x v):	220 x 310 x 90 mm
Hmotnost:	4,5 kg - modely s externí kalibrací, 5,5 kg - modely s interní kalibrací



Váha přesná Nimbus

Váhy s váživostí 1 600 až 4 600 g

Technické parametry

Doba stabilizace:	3 s
Průměr misky:	160 mm
Napájení:	síťový adaptér 18 V, 830 mA (100-240 V, 50/60 Hz na vstupu)
Rozměry (š x h x v):	220 x 310 x 90 mm
Hmotnost:	4,5 kg - modely s externí kalibrací, 5,5 kg - modely s interní kalibrací



Váha přesná Nimbus