

Vialka scintilační s uzávěrem

Vialky pro scintilační přístroje

- Čiré 20ml vialky s připevněným nebo odděleným uzávěrem

Technické parametry

Typ hrdla: 22-400

Materiál: borosilikátové sklo 5.1 typ I

Objem (ml)	Průměr (mm)	Výška (mm)	Síla stěny (mm)
20	27,5	57,5 (vialka bez víčka) 61 (vialka s připevněným víčkem)	1,1



D225680 Scintilační vialka s víčkem



D225679 Scintilační vialka s víčkem



D225678 Scintilační vialka



D225677 Scintilační vialka

Uzávěr	Materiál uzávěru	Balení (ks)	Katalogové číslo
Oddělený	PE / kovová fólie / buničina	500	D225677
Oddělený	Urea / PE	500	D225678
Připevněný	PE / kovová fólie / buničina	500	D225679

Přípevněný	Urea / PE	500	D225680
------------	-----------	-----	---------