

VÁPŇÍK - standard pro AAS

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Vzorec: Ca

- "Traceable to SRM from NIST"

Technické parametry

Bezpečné věty (GHS):	H290-H315H319
Garantovaná čistota:	+mn0,2 %
Expirace:	24 měsíců pro neotevřenou lahev, 12 měsíců od otevření
Materiál láhve:	HDPE

Prvek	Koncentrace (mg/l)	Matrice	Balení	Katalogové číslo
CaCO ₃	1 000	2% HNO ₃	100 ml	R.2240.1
CaCO ₃	1 000	2% HNO ₃	500 ml	R.2240.2