

Vialka 2,5 ml s vnitřním zamačkávacím víčkem

Čirá zamačkávací vialka s PE víčkem

Technické parametry

Materiál: sodnovápenaté sklo



Vialka 2,5 ml s vnitřním zamačkávacím víčkem

Objem (ml)	Průměr (mm)	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
2,5	10	50	496	R042551

Stojánek pro vialky

Dřevěný stojánek pro 20 vialek o objemu 2,5 ml.

Technické parametry

Ø otvoru: 11 mm

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Dřevěný stojánek	1	R040351



Stojánek pro vialky